

표준구성품



사양

광 원	고출력 반도체 레이저*1		
검 출 기	고감도 APD		
측 정 항 목	제타전위·입도·분자량·입자 농도·마이크로레올로지·겔망 구조해석		
온 도 범 위	0~90℃(온도 gradient 기능 있음)*2		
크 기	330(W)×565(D)×245(H)mm		
소 비 전 력	250VA		
중 량	22kg		
	제타전위	입도	분자량
측 정 원 리	전기영동산란법	동적광산란법	정적광산란법
광 학 계	Heterodyne 광학계	Homodyne 광학계	Homodyne 광학계
측 정 범 위	no limitation	0.1nm~10µm	340~2×10 <sup>7</sup>
대 응 농 도 범 위	0.001~40% (표준 입자: 0.001~10%, 타우로콜산: ~40%)	0.00001(0.1ppm)~40% (표준 입자: 0.00001~10%, 타우로콜산: ~40%)	—
샘 플 용 량	표준 플로우 셀: 0.7mL~ 제타전위 고농도 셀: 0.6mL~*3 제타전위 미량 디스포 셀: 130µL~*3 제타전위 저유전율 셀: 1.5mL~*3	입도 석영 셀(사면 투과): 1.0mL~ 다각도 셀: 1.5mL~ 입도 디스포 셀: 1.0mL~*3 입도 미량 석영 셀: 20µL~*3 입도 초미량 석영 셀: 3µL~*3 입도 미량 디스포 셀: 50µL~*3	입도 석영 셀(사면 투과): 1.5mL~
소 프 트 웨 어	제타전위 해석 (Smoluchowski 및 Hueckel식) 전기영동이동도 해석 제타전위 overlay 전기 침투류 해석(모리·오카모토식) pH titration 해석(등전점 해석)*4 평판 제타전위 해석*5	평균 입자 크기 해석(Cumulant법) 입도분포 해석: Marquardt법, Contin법, NNLS법, Unimodal법 다각도 입도분포 분석 마이크로레올로지 분석 겔망 구조 분석 입도분포 overlay 역상관 함수·residual plot 입도 모니터	분자량 해석(Debye plot) 제2 비리얼계수 관성 반경 보정 기능 입자 농도 분석
규 격	FDA 21CFR Part11 대응*6 언어 선택: 한국어, 영어, 일본어, 중국어(번체), 중국어(간체) 입도: JIS Z 8828:2019 / ISO 22412:2017 제타전위: JIS Z 8836:2017 / ISO 13099-2:2012		

\*1 : 본 제품은 레이저에 관한 안전기준(JIS C 6802)의 등급 1에 구분되어 있는 제품입니다.  
\*2 : 석영 셀을 사용하는 경우 적용됩니다.  
\*3 : 옵션

\*4 : 옵션 pH titrator가 별도로 필요합니다.  
\*5 : 옵션 평판 셀 유닛이 필요합니다.  
\*6 : 옵션 지원사항입니다.

- 기재 제품의 외관 및 사양은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 회사명, 상품명 등은 각 회사의 상표·등록상표입니다.
- 이 카탈로그에 기재된 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

## 주식회사 디에이드

서울시 금천구 서부셋길 606, 대성디폴리스 A동 30층 A10-5호

TEL 02-6953-9814 FAX 02-6958-9814  
E-mail theaid@theaid.co.kr  
Homepage www.theaid.co.kr



# ELSZneo



눈에 보이는 세계를 넘어 혁신의 영역으로



# 광산란에 의한 물성분석은 이제 새로운 무대로



## neo:

진화를 이루어 새로운 미래로 이끌어 가는 것

뛰어난 성능의 제품들로 포화 상태인 분석 기기 시장에서  
제품 간소화가 진행되는 요즘, 여전히 다양한 기능을 고집하는 이유는  
다양한 기능을 새로운 분야에 적용할 수 있다고 믿기 때문입니다.

1985년부터 제타전위 측정의 연구를 거듭해 밝혀낸 끝에 현재에  
도달했다면, 이제는 ELSZneo로 여러분을 미래로 이끌겠습니다.

다양한 기능으로 신뢰할 수 있는 파트너가 되는 것을 목표로  
재탄생하였습니다.

### 기능성 향상, 측정 효율화



보이지 않던 것을  
볼 수 있도록



생명과학 분야의  
새로운 가능성





일상의 작업을  
더욱 원활하게

### 입도와 제타전위의 기초 지식

#### 알루미나 입자의 pH 변화에 의한 분산·응집 평가


pH가 산성에서 알칼리성으로 바뀔 때, 알루미나 입자의 제타전위는 플러스에서 전하 0의 등전점을 거쳐 마이너스로 변화합니다. 제타전위의 절대치가 큰 pH 영역에서는 평균 입도가 작고 분산성이 좋지만 등전점 부근에서는 응집하여 평균 입도가 크게 불안정함을 알 수 있습니다.



#### 제타전위란

용액 중의 입자는 이온의 흡착·산화물 표면의 수화·관능기의 해리 등에 의해 전하를 가지며, 그 전하를 중화하기 위해 입자 주위에는 반대 부호의 이온이 모여 전기 이중층이 형성됩니다. 전장을 가하면 입자는 전하와는 반대 방향으로 입자 표면에 흡착된 이온층을 동반하여 전기영동합니다. 이 때의 입자와 용매의 경계를 미끄러운 면이라고 하며 그곳에서의 전위를 제타전위라고 합니다.

#### 전기 이중층 모델



## 원리 Theory

### 입도

입도 측정 원리: 동적광산란법(광자상관법)

용액 중의 입자는 입도에 의존한 브라운 운동을 하고 있기 때문에, 이 입자에 빛을 조사하여 얻는 산란광은 작은 입자의 경우 빠른 흔들림을, 큰 입자의 경우 느린 흔들림을 나타냅니다. 이 흔들림을 광자상관법으로 해석함으로써 입도나 입도분포를 구할 수 있습니다.

$$G_2(\tau) = 1 + \alpha(G_1(\tau))^2 \quad G_1(\tau) = \exp(-Dq^2\tau)$$

$$D = kT / 3\pi\eta D \dots \text{Einstein-Stokes 식}$$


$G_2(\tau), G_1(\tau)$  : 2차, 1차 자기상관계수

D : 확산 계수                     $\tau$  : 상관 시간

q : 산란 벡터                    d : 유체역학적 지름(직경)

k : 볼츠만 정수                 $\eta$  : 용매의 점도


T : 절대 온도



### 제타전위

제타전위 측정 원리: 전기영동광산란법(레이저 도플러법)

용액 중의 입자에 전장을 가하면 입자가 가진 전하에 따라 전기영동이 관측되기 때문에, 이 전기영동속도에서 제타 전위·전기영동 이동도를 구할 수 있습니다. 전기영동광산란법에서는 전기영동하고 있는 입자에 빛을 조사하여 얻을 수 있는 산란광의 도플러 시프트량에서 전기영동 속도를 구하기 때문에 레이저 도플러법이라고도 합니다.



영동 속도(V)

$$\Delta v = 2V \cdot n \cdot \sin(\theta/2) / \lambda$$

$\Delta v$  : 도플러 시프트량

$n$  : 용매굴절률

$\theta$  : 검출각도

전기영동이동도(U)

$$U = V / E$$

E : 전장

제타전위( $\zeta$ )

$$\zeta = \eta U / \epsilon_0 \epsilon_r$$

$\eta$  : 용매 점도


$\epsilon_0$  : 진공 유전율

$\epsilon_r$  : 용매 비유전율

#### 전기 침투류 실측의 장점

전기 침투류는 제타전위 측정 중 셀 내에서 일어나는 용액의 흐름을 말합니다. 셀 벽면이 대전되어 있으면 용액 중 반대 이온이 셀 벽면에 모입니다. 전장이 걸리면 반대 이온은 반대 부호의 전극 쪽으로 이동하고, 셀 중앙 부근에는 그 흐름을 보충하기 위한 반대의 흐름이 생깁니다. 입자 외관의 전기영동 이동도를 실측하고 전기 침투류를 해석함으로써 시료의 흡착이나 침강 등 셀 오염의 영향을 제거한 올바른 정지면을 구해 실제 제타전위·전기영동 이동도를 구합니다.

#### 외관상 전기 이동도 모델




### 분자량

분자량 측정 원리: 정적광산란법

정적광산란법은 간편하게 절대 분자량을 측정하는 방법으로 알려져 있습니다. 측정 원리는 용액 중 분자에 빛을 조사하여 얻어지는 산란광의 절대치에서 분자량을 구하는 것입니다. 즉, 큰 분자에서는 강한 산란광이, 작은 분자에서는 약한 산란광이 나오는 현상을 이용하고 있습니다. 실제로는 농도에 따라 얻을 수 있는 산란광 강도가 다르기 때문에 여러 다른 농도의 용액 산란강도를 실측하고 가로축에 농도를, 세로축에 산란강도의 역수에 해당하는  $Kc/R(\theta)$ 를 플로팅합니다. 이것을 Debye plot이라고 부릅니다. 농도 0에 외삽한 절편( $c=0$ )의 역수에서 분자량 Mw를, 초기 기울기에서 제2 비리얼계수 A2를 구합니다.


#### 표준 폴리스티렌(F-40) 분자량 측정(25°C)



01

분해능이 향상된 다각도 측정


전방·측방·후방 3각도로 측정·해석하여 보다 분해능이 높은 입도분포를 제공합니다.  
1각도 측정에서는 분해할 수 없었던 시료도 3각도 측정·해석을 통해 복수 피크로 분해할 수 있습니다.



02

입자 농도 측정


정적광산란법으로 용액 중의 입자 농도를 산출할 수 있습니다.



03

마이크로레올로지

동적광산란법으로 폴리머나 단백질 등 부드러운 구조체의 점탄성을 측정할 수 있습니다.



04



겔망 구조 분석

겔 시료의 산란강도와 확산계수를 여러 점 측정함으로써 겔의 그물 구조나 불균일성을 해석할 수 있습니다.

05

새로워진 평판 셀 유닛

평판 상 샘플의 표면 제타전위를 측정하는 평판 셀 유닛이 새롭게 출시되었습니다. 새롭게 개발한 고염농도 대응 코팅으로 고염농도 환경(154mM NaCl 용액)에서 측정할 수 있어 생체 적합 재료 평가가 가능합니다.



- 조립이 간단한 구조 나사를 사용하지 않는 구조 실현
- 간단 코팅 방법 구축 고객 스스로 코팅 가능
- 작은 사이즈 샘플에 대응 10x10mm 크기 지원

06

표준 플로우 셀로 입도·제타전위 연속 측정 가능

한 개의 셀에서 두 개의 측정을 연속으로 행함으로써 셀을 교체하는 번거로움을 덜 수 있고 샘플 양을 절약할 수 있습니다. 또한 고염농도 환경에서도 측정이 가능합니다.

07

온도 gradient 기능


측정 온도를 최소 0.1℃ 간격으로 연속적으로 자동 제어하여 입도 및 제타전위 측정이 가능한 기능입니다. 이를 통해 단백질 등의 변성과 상전이 온도를 쉽게 해석할 수 있습니다.

08

저농도부터 고농도까지 폭넓은 농도 범위에 대응

농도 범위가 0.00001%(0.1ppm)인 현탁 용액부터 40%의 고농도 용액까지 입도 및 제타전위 측정이 가능합니다.

표준 라텍스 농도 의존



다양한 용도에 대응하는 액세서리

Standard

Option

표준 플로우 셀 유닛	입도 셀 유닛	입도 다각도 셀 유닛	제타전위 평판 셀 유닛/ 제타전위 미소 평판 셀 유닛	제타전위 미량 디스포 셀 유닛	제타전위 고농도 셀 유닛	입도 초미량 석영 셀 유닛	제타전위 자유전용 셀 유닛	pH titrator	고감도 시차 굴절계
입도와 제타전위를 측정하는 셀 유닛	입도를 측정하는 셀 유닛	3각도에서의 입도와 분자량을 측정하는 셀 유닛	고체(필름, wafer, membrane 등 평판시료) 시료의 표면 제타전위를 측정하는 셀 유닛 고염농도 환경 하에서도 측정 가능	미량(130μL~) 샘플의 제타전위를 측정하는 셀 유닛	현탁, 고농도 시료의 제타전위 측정이 가능한 셀 유닛	초미량(3μL~) 샘플의 입도를 측정하는 셀 유닛	비극성 용매에서의 제타전위를 측정하는 셀 유닛 유전율 10 이하의 용매에도 대응	pH나 첨가제 농도에 따른 입도·제타전위의 변화를 자동 측정	분자량 해석 시 필수 파라미터인 dn/dc를 실측